

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd80 Per Citometria A Flusso - Q00609

Numero articolo: CM0009896



introduzione

L'anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD80 (FC) bersaglia la proteina CD80/B7-1 del topo, una molecola costimolatoria chiave nell'attivazione dei linfociti T. L'immunogeno ricombinante garantisce specificità. Ideale per l'analisi delle cellule immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-topo CD80
Note/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28I; Ly-53; MIC17
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	941
GeneID	12519
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 38-245 di CD80 di topo (NP_033985.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q00609
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio