

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd80 Di Topo Per Citometria A Flusso - Q00609

Numero articolo: CM0004461



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD80 (B7-1) del topo, coniugato con . Validato per citometria a flusso (FC). Ricostituito da immunogeno ricombinante. Specifico per il CD80 del topo. Ideale per la ricerca sull'attivazione dei linfociti T e sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD80 di topo
Note/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Specie	Topo
GeneID (Umano)	941
GeneID	12519
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q00609
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante