

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Topo Cd82 Per Citometria A Flusso - P40237

Numero articolo: CM0009250

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro CD82 di topo (C33/IA4/Kai1/Tspan27), validato per citometria a flusso. Il target è una tetraspanina coinvolta nella trasduzione del segnale, l'adesione e la migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-topo CD82
Note/Alias	C33; IA4; Kai1; Tspan27
Specie	Topo
GenelD (Umano)	3732
GenelD	12521
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-266 di CD82 di topo (NP_001258390.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P40237
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio