

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd83 Per Fc - O88324

Numero articolo: CM0005959

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che mira al CD83 del topo, validato per la citometria a flusso. Ideale per la profilazione delle cellule dendritiche e per studi sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-topo CD83
Note/Alias	mCD83
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	9308
ID Gene	12522
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-133 del CD83 del topo (NP_033986.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	O88324
Peso proteico	21KDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio