

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd83 Per Citometria A Flusso - O88324

Numero articolo: CM0012080

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD83 di topo, validato per citometria a flusso. Questo anticorpo bersaglia il dominio extracellulare ed è adatto per la profilazione delle cellule immunitarie e gli studi sull'espressione di CD83 in campioni di topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD83 mAb
Note/Alias	mCD83
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	9308
Gene ID	12522
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-133 della CD83 di topo (NP_033986.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	O88324
Peso proteico	21KDa
Spedizione	Sacco ghiacciato