

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd83 Per Citometria A Flusso - O88324

Numero articolo: CM0012300

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro il CD83 di topo, validato per la citometria a flusso. Rileva il CD83, una glicoproteina transmembrana coinvolta nella regolazione immunitaria, espressa su cellule dendritiche e linfociti. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-topo CD83
Note/Alias	mCD83
Specie	Topo
GeneID (Umano)	9308
GeneID	12522
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-133 del CD83 di topo (NP_033986.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	O88324
Peso Proteico	21KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio