

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Cd83 Per Citometria A Flusso - O88324

Numero articolo: CM0011987

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo CD83 convalidato per citometria a flusso, diretto contro l'antigene CD83 di topo (O88324). Legame specifico con cellule immunitarie di topo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-topo CD83
Note/Alias	mCD83
Specie	Topo
ID gene (Umano)	9308
ID gene	12522
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-133 della CD83 di topo (NP_033986.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	O88324
Peso proteico	21KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio