

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd87 Di Topo Per Citometria A Flusso - P35456

Numero articolo: CM0012488



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD87 (uPAR) di topo per citometria a flusso. Validato per campioni di topo. Targetizza il recettore dell'urochinasasi coinvolto nella migrazione cellulare e nel rimodellamento tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-CD87 di topo                                                                                                                     |
| Note/Alias          | Cd87; uPAR; u-PAR                                                                                                                                     |
| Specie              | Topo                                                                                                                                                  |
| GeneID (umano)      | 5329                                                                                                                                                  |
| GeneID              | 18793                                                                                                                                                 |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-297 del CD87 di topo (NP_035243.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                                 |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                                    |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                                                                  |
| SWISS               | P35456                                                                                                                                                |
| Peso della proteina | 24kDa/35kDa                                                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa refrigerante                                                                                                                                    |