


Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Mouse Cd87 (Upar) Per Citometria A Flusso - P35456

Numero articolo: CM0006251



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato mirato al CD87 (uPAR) del topo, validato per citometria a flusso (FC). Riconosce il recettore ancorato a GPI coinvolto nell'attivazione del plasminogeno, nella migrazione cellulare e nel rimodellamento tissutale. Adatto per studi immunologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale Coniglio anti-Mouse CD87
Osservazioni/Alias	Cd87; uPAR; u-PAR
Specie	Topo
GeneID (umano)	5329
GeneID	18793
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-297 del CD87 del topo (NP_035243.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P35456
Peso Proteico	24kDa/35kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio