

Coniglio Anti-Mouse Cd88/C5aR Mab - P30993

Numero articolo: CM0007761



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro la proteina CD88/C5aR (C5aR1) di topo, validato per citometria a flusso. Mira al dominio N-terminale di questo recettore accoppiato a proteine G coinvolto nell'infiammazione e nella chemiotassi immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD88/C5aR mAb
Annotazioni/Alias	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Specie	Topo
ID genico (Umano)	728
ID genico	12273
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-37 della proteina CD88/C5aR di topo (NP_031603.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P30993
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio