

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd88/C5Ar Per Citometria A Flusso - P30993

Numero articolo: CM0011760



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-CD88/C5aR di topo per citometria a flusso. Rileva il recettore chemiotattico 1 dell'anafilatossina C5a da 39 kDa (P30993) in campioni di topo. Ideale per la ricerca su infiammazione e chemiotassi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse CD88/C5aR mAb
Note/Alias	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Specie	Topo
GeneID (Umano)	728
GeneID	12273
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-37 di CD88/C5aR di topo (NP_031603.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P30993
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio