


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd8A Per Fc - P01731

Numero articolo: CM0011936



introduzione

Anticorpo monoclonale Coniglio anti-Mouse CD8a di alta qualità per citometria a flusso (FC). Reagisce specificamente con la CD8a di topo (Ly-2, Ly-35; SWISS: P01731). Di grado research per la profilazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
Annotazioni / Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Topo
GeneID (Topo)	12525
GeneID (Uomo)	925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-196 della CD8a di topo (NP_001074579.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P01731
Peso Proteico	27 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio