

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd8A Di Topo Per Fc - P01731

Numero articolo: CM0004564



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD8a di topo (27 kDa) validato per citometria a flusso (FC). Riconosce il CD8a murino (Lyt-2) per studi di immunologia delle cellule T. Uniprot P01731.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD8a di topo
Note/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	925
GeneID	12525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-196 del CD8a di topo (NP_001074579.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01731
Peso proteico	27 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio