


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd8A Di Topo Per Citometria A Flusso - P01731

Numero articolo: CM0012639



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD8a di topo (Lyt-2), validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per l'immunofenotipizzazione dei linfociti T di topo in applicazioni di ricerca e diagnostiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD8a di topo
Note/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Topo
ID genico (umano)	925
ID genico	12525
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-196 di CD8a di topo (NP_001074579.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01731
Peso della proteina	27KDa
Spedizione	Borsa refrigerante