


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd8A Di Topo Per Citometria A Flusso - P01731

Numero articolo: CM0010327



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD8a di topo per citometria a flusso. Riconosce la catena alfa della glicoproteina di superficie delle cellule T CD8 (P01731), adatto per studi sulla risposta immunitaria del topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD8a di topo
Note/alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Topo
ID del gene (umano)	925
ID del gene	12525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-196 del CD8a di topo (NP_001074579.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01731
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante