


Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Topo Cd8A Per Citometria A Flusso - P01731

Numero articolo: CM0010013



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato di alta qualità contro CD8a di topo, validato per citometria a flusso. Ideale per la ricerca immunologica su sottopopolazioni di linfociti T e risposte citotossiche. Reagisce con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
Note/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	925
ID Gene (Topo)	12525
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-196 della CD8a di topo (NP_001074579.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P01731
Peso Proteico	27kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio