

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniugato Coniglio Anti-Topo Cd90.2 Per Fc - P01831

Numero articolo: CM0009112

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio marcato con contro il CD90.2 (Thy-1) del topo, validato per la citometria a flusso (FC). Ideale per l'immunofenotipizzazione e lo studio delle interazioni cellula-cellula nei sistemi immunitario e neuronale del topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-Topo CD90.2
Osservazioni/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	7070
GeneID	21838
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD90.2 di topo
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P01831
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio