

## Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd90.2 Di Topo Per Citometria A Flusso - P01831

Numero articolo: CM0011596

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD90.2 di topo (Thy-1.2), validato per la citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipizzazione e la ricerca neuroscientifica. Fornitura completa da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                    |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb di coniglio anti-CD90.2 di topo       |
| Note/alias          | T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2 |
| Specie              | Topo                                      |
| ID del gene (umano) | 7070                                      |
| ID del gene         | 21838                                     |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante di CD90.2 di topo   |
| Fonte               | Coniglio                                  |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                     |
| Applicazione        | FC                                        |
| Reattività crociata | Topo                                      |
| SWISS               | P01831                                    |
| Peso della proteina | 18 kDa                                    |
| Spedizione          | Confezione refrigerante                   |