

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd90.2 Per Citometria A Flusso - P01831

Numero articolo: CM0010359

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato diretto contro CD90.2 (Thy-1.2) del topo. Ideale per il rilevamento sensibile e specifico mediante citometria a flusso dell'espressione della glicoproteina Thy-1 del topo in studi immunologici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb coniglio anti-mouse CD90.2
Osservazioni/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Specie	Topo
GeneID (Umano)	7070
GeneID	21838
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P01831
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio