

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd90.2 Per Citometria A Flusso - P01831

Numero articolo: CM0009822

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il CD90.2 (Thy-1) di topo per citometria a flusso. Validato con proteina ricombinante, reagisce in modo crociato con il topo, adatto per la ricerca in immunologia e neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Rabbit anti-Mouse CD90.2 mAb
Annotazioni/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Specie	Topo
GenelD (Umano)	7070
GenelD	21838
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD90.2 di topo
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Topo
SWISS	P01831
Peso Proteico	18kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio