

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd94 Di Topo Per Fc - O54707

Numero articolo: CM0009941

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CD94 (KLRD1) di topo per citometria a flusso. Validato per campioni di topo. CD94 è un recettore immunitario presente sulle cellule NK e sulle cellule T, coinvolto nella discriminazione tra self e non-self.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD94 di topo
Note/alias	CD94
Specie	Topo
GeneID (umano)	3824
GeneID	16643
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 59-179 del CD94 di topo (NP_034784.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	O54707
Peso della proteina	21 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante