


Coniglio Anti-Mouse Cd95/Fas Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P25446

Numero articolo: CM0006077



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio contro CD95/FAS di topo (P25446) per citometria a flusso. Rileva il recettore FAS di topo, coinvolto nell'apoptosi e nella regolazione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Coniglio anti-Mouse CD95/FAS mAb
Osservazioni/Alias	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	355
GeneID	14102
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD95/FAS di topo.
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P25446
Peso Proteico	37KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio