

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd97 Per Citometria A Flusso - Q9Z0M6

Numero articolo: CM0011777

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato che targeting del CD97 murino (Adgre5), validato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio dell'adesione dei leucociti, della migrazione e del profilo delle cellule immunitarie in campioni murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse CD97 mAb
Osservazioni/Alias	Cd97; TM7LN1
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	976
GeneID (Mouse)	26364
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-265 del CD97 murino (NP_036055.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q9Z0M6
Peso proteico	90KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio