

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd97 Di Topo Per Citometria A Flusso - Q9Z0M6

Numero articolo: CM0008318

introduzione

Questo anticorpo monoclonale anti-CD97 coniugato con rileva specificamente il CD97 di topo (recettore E5 accoppiato alla proteina G di adesione) ed è validato per la citometria a flusso, supportando gli studi sull'adesione e la migrazione dei leucociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD97 di topo
Note/alias	Cd97; TM7LN1
Specie	Topo
GeneID (umano)	976
GeneID	26364
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-265 del CD97 di topo (NP_036055.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9Z0M6
Peso della proteina	90 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante