

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd98 Di Topo Coniugato Con Per Citometria A Flusso - P10852

Numero articolo: CM0009503



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con e diretto contro CD98 di topo (SLC3A2/4F2hc). Progettato per la citometria a flusso, riconosce la catena pesante del trasportatore degli amminoacidi sulla superficie cellulare. Ideale per studi immunologici e sulle cellule tumorali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD98 di topo coniugato con
Note/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Specie	Topo
GeneID (umano)	6520
GeneID (topo)	17254
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 105-526 di CD98 di topo (NP_032603.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P10852
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante