

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd98 Per Citometria A Flusso - P10852

Numero articolo: CM0008158



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato che targeting del CD98 murino (SLC3A2/4F2), validato per la citometria a flusso. Si lega alla catena pesante del trasportatore di aminoacidi da 58 kDa, cross-reagisce con il topo. Adatto per immunofenotipizzazione e studi sull'espressione dei trasportatori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Coniglio anti-mouse CD98 mAb
Note/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	6520
GeneID (Mouse)	17254
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 105-526 del CD98 murino (NP_032603.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a flusso)
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	P10852
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio