

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cx3Cr1 Di Topo Per Fc - Q9Z0D9

Numero articolo: CM0011438

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro CX3CR1 di topo, validato per la citometria a flusso. Adatto per lo studio del ruolo del recettore della frattalchina nella migrazione delle cellule immunitarie, nella funzione della microglia e nell'immunità intestinale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-CX3CR1 di topo
Note/Alias	mCX3CR1
Specie	Topo
ID del gene	13051
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 di CX3CR1 di topo (NP_034117.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9Z0D9
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante