

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cxcr2/Il-8Rb Di Topo Per Fc - P35343

Numero articolo: CM0009413

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CXCR2/IL-8RB di topo coniugato con per citometria a flusso. Riconosce il recettore delle chemochine CXCR2, fondamentale per il traffico dei neutrofili e gli studi sull'infiammazione. Spedizione con borsa refrigerante.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifiche	Dettagli
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CXCR2/IL-8RB di topo
Note/Alias	CD128; IL8RA; IL8rb; CDW128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mL-8RH
Specie	Topo
ID genico (umano)	3579
ID genico	12765
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-44 di CXCR2/IL-8RB di topo (NP_034039.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P35343
Peso della proteina	40 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante