


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-E-Caderina/Cd324 Di Topo Per Fc - P09803

Numero articolo: CM0011841



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-E-Caderina (CD324) di topo coniugato con per citometria a flusso. Riconosce il dominio extracellulare per la colorazione della superficie nativa, adatto per studi sull'adesione cellulare e sull'epitelio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-E-Caderina/CD324 di topo
Note/alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Specie	Topo
GeneID (umano)	999
GeneID (topo)	12550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 157-369 della E-Caderina/CD324 di topo (NP_033994.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P09803
Peso della proteina	98 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante