


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-E-Cadherina/Cd324 Di Topo Per Fc - P09803

Numero articolo: CM0006034



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che bersaglia E-cadherina/CD324 di topo, validato per citometria a flusso. Si lega specificamente a E-cadherina di topo senza reazioni incrociate riportate. Ideale per ricerche sull'adesione delle cellule epiteliali e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-E-cadherina/CD324 di topo
Note/Alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Specie	Topo
GeneID (Umano)	999
GeneID	12550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 157-369 di E-cadherina/CD324 di topo (NP_033994.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P09803
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio