

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Mouse F4/80 Per Citometria A Flusso - Q61549

Numero articolo: CM0005701

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con , specifico per il mouse F4/80, validato per la citometria a flusso. Ideale per identificare i macrofagi nelle popolazioni di cellule immunitarie del mouse. Specifico per il mouse. Peso molecolare ~102 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Mouse F4/80
Note/Alias	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Specie	Mouse
ID Gene (Umano)	2015
ID Gene	13733
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-644 del mouse F4/80 (NP_034260.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	Q61549
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio