

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fcyri/Cd64 Di Topo - P26151

Numero articolo: CM0012575

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità diretto contro FcyRI/CD64 di topo, validato per la citometria a flusso. Rileva CD64 di topo, un recettore chiave nell'immunità innata e adattativa mediata dalle IgG. Adatto agli studi sui macrofagi di topo, questo anticorpo consente una profilazione immunitaria precisa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-FcyRI/CD64 di topo
Note/Alias	CD64; IGGHAFC; FcgammaRI
Specie	Topo
GenelD (umano)	2209
GenelD (topo)	14129
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-297 di FcyRI/CD64 di topo (NP_034316.1))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P26151
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante