

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fcyri/Cd64 Di Topo Per Citometria A Flusso - P26151

Numero articolo: CM0009625

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-FcyRI/CD64 di topo validato per la citometria a flusso (FC). Specifico per CD64 di topo, un recettore Fc ad alta affinità per le IgG presente sui macrofagi. Coniugato con per il rilevamento diretto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-FcyRI/CD64 di topo
Note/alias	CD64; IGGHAFC; FcgammaRI
Specie	Topo
GeneID (umano)	2209
GeneID	14129
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-297 di FcyRI/CD64 di topo (NP_034316.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P26151
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante