

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse FcγRI/Cd64 Per Fc - P26151

Numero articolo: CM0005812

introduzione

Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Mouse FcγRI/CD64 per citofluorimetria (FC). Rileva il recettore Fc IgG ad alta affinità sui macrofagi, essenziale per la ricerca sull'immunità innata e adattativa. Adatto per studi di immunologia nel topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse FcγRI/CD64 mAb
Annotazioni/Alias	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	2209
GeneID	14129
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-297 della FcγRI/CD64 di topo (NP_034316.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P26151
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio