

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-Topo Fcyri/Cd64 Per Citometria A Flusso - P26151

Numero articolo: CM0006132

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio diretto contro FcyRI/CD64 del topo (SWISS: P26151), coniugato con . Validato per citometria a flusso, reagisce in modo incrociato con il topo, 44 kDa. Ideale per la ricerca sull'immunità innata e adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Monoclonale Coniglio anti-Topo FcyRI/CD64
Note/Alias	CD64; IGGHAFc; FcgammaRI
Specie	Topo
GeneID (Umano)	2209
GeneID	14129
Immunogeno	Proteina ricombinante - Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-297 di FcyRI/CD64 del topo (NP_034316.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P26151
Peso Proteico	44 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio