

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-FcγRI/Cd64 Murino Per Citometria A Flusso - P26151

Numero articolo: CM0009768

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ad alta affinità coniugato con contro FcγRI/CD64 murino, validato per la citometria a flusso. Ideale per l'identificazione dei macrofagi negli studi sull'immunità innata e adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-FcγRI/CD64 murino
Note/alias	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
Specie	Topo
GenelD (umano)	2209
GenelD	14129
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P26151
Peso della proteina	44 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante