

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Fcyri/Cd64 Di Topo Per Citometria A Flusso - P26151

Numero articolo: CM0005241

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con diretto contro FcyRI/CD64 di topo, validato per citometria a flusso. Questo recettore Fc delle IgG ad alta affinità è specifico per i macrofagi e svolge ruoli chiave nell'immunità innata e adattativa. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-FcyRI/CD64 di topo
Note/Alias	CD64; IGGHAFC; FcgammaRI
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	2209
ID Gene	14129
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-297 di FcyRI/CD64 di topo (NP_034316.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (FC)
Reattività crociata	Topo
SWISS	P26151
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio