

Anticorpo Monoclonale Coniglio Contro Topo Flt3/Cd135 Per Fc - Q00342

Numero articolo: CM0010647

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato che bersaglia Flt3/CD135 di topo, validato per citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulla differenziazione delle cellule staminali ematopoietiche, le cellule progenitrici e le cellule dendritiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb Rabbit anti-Mouse Flt3/CD135
Note/Alias	Flk2; Ly72; wmf1; CD135; Flk-2; Flt-3; B230315G04
Specie	Topo
ID gene (Umano)	2322
ID gene	14255
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q00342
Peso proteico	114kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio