

Rabbit Anti-Mouse Foxp3 Mab For Fc (Intra) - Q99Jb6

Numero articolo: CM0011969



introduzione

Anticorpo monoclonale Rabbit anti-Mouse FOXP3 per citometria a flusso intracellulare. Reagisce con FOXP3 murino (scurfin), un regolatore della trascrizione essenziale per lo sviluppo dei Treg. Validato per campioni di topo. - Q99JB6

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Rabbit anti-Mouse FOXP3 mAb
Osservazioni/Alias	sf; JM2; scurfin
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	50943
Gene ID	20371
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di Foxp3 murino (NP_473380.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Crociata	Topo
SWISS	Q99JB6
Peso Proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio