

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse H-2Kd/H-2Dd Per Fc - P01902 / P01900

Numero articolo: CM0010340



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato che targetizza le molecole MHC di classe I H-2Kd/H-2Dd di topo. Validato per citometria a flusso, adatto per la ricerca immunologica sulla presentazione antigenica e le risposte immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse H-2Kd/H-2Dd mAb
Note/Alias	H2-D1, H-2D; H2-K1, H-2K, H2-K
Specie	Topo
GeneID	14972/14964
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-301 di H-2Kd/H-2Dd di topo (NP_612564.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01902/P01900
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio