


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo I-A Per Fc - P14483

Numero articolo: CM0012374



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato contro l'antigene I-A di classe II MHC del topo (H-2I), validato per citometria a flusso. Specifico per topo, adatto per la ricerca immunologica sulla presentazione degli antigeni e l'immunità adattativa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse I-A mAb
Note/Alias	H-2I; I-Ad, -Ed; I-Eb e I-Ek alloantigeni MHC di classe II; Ag Ia; MHC II
Specie	Topo
GeneID (Umano)	474382
GeneID	14961
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-219 di H2-Ab1 di topo (NP_996988.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P14483
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio