


Anticorpo Monoclonale Coniglio Topo I-A Per Fc - P14483

Numero articolo: CM0005772



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato specifico per alloantigeni I-A MHC di classe II di topo (H2-Ab1). Validato per citometria a flusso, riconosce il dominio extracellulare. UniProt: P14483.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse I-A mAb
Annotazioni / Alias	H-2I; I-Ad, -Ed; Alloantigeni MHC di classe II I-Eb e I-Ek; Ia Ag; MHC II
Specie	Topo
GeneID (umano)	474382
GeneID	14961
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-219 di H2-Ab1 di topo (NP_996988.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P14483
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio