

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Icos/Cd278 Per Citometria A Flusso - Q9Wvs0

Numero articolo: CM0008609

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con contro ICOS/CD278 di topo, specificamente validato per la citometria a flusso. Reagisce con il topo. Ideale per studiare la costimolazione delle cellule T, le risposte immunitarie e le interazioni T-B. UniProt: Q9WVS0.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse ICOS/CD278
Note/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Specie	Topo
GeneID (Topo)	54167
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-142 di ICOS/CD278 del topo (NP_059508.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	CF
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9WVS0
Peso Proteico	22KDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio