

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Icos/Cd278 Per Citometria A Flusso - Q9Wvs0

Numero articolo: CM0006177

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato diretto contro ICOS/CD278 di topo, validato per citometria a flusso. Recettore costimolatorio fondamentale per le risposte dei linfociti T e il cambio di classe degli anticorpi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse ICOS/CD278 mAb
Note/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Specie	Topo
GenelD (umano)	29851
GenelD	54167
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9WVS0
Peso proteico	22KDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio