

Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Mouse Icos/Cd278 Per Citometria A Flusso - Q9Wvs0

Numero articolo: CM0010145

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad che riconosce il mouse ICOS/CD278 per citometria a flusso. Rileva un recettore costimolatorio chiave dei linfociti T coinvolto nelle risposte immunitarie. Reagisce in modo crociato con il mouse. Peso proteico ~22 KDa. Q9WVS0.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti-Mouse ICOS/CD278
Note/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	29851
GeneID (Mouse)	54167
Immunogeno	Proteina ricombinante/Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-142 del mouse ICOS/CD278 (NP_059508.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q9WVS0
Peso Proteico	22 KDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio