

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Topo Icos/Cd278 Per Citometria A Flusso - Q9Wvs0

Numero articolo: CM0004867



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con che bersaglia ICOS/CD278 di topo, validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio della costimolazione delle cellule T, delle risposte immunitarie e delle interazioni tra cellule T e B.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti-topo ICOS/CD278
Note/Alias	H4; CCLP; AILIM; CRP-1; Ly115
Specie	Topo
ID gene (Umano)	29851
ID gene	54167
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-142 di ICOS/CD278 di topo (NP_059508.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9WVS0
Peso proteico	22KDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio