

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ifn-Gamma Di Topo Per Fc (Intracellulare) - P01580

Numero articolo: CM0010520



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato ad , specifico per l'interferone gamma murino (IFNG, P01580). Progettato per la citometria a flusso intracellulare, reagisce crociatamente con il topo e supporta la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	anticorpo monoclonale di coniglio anti-IFN-gamma di topo
Note/alias	Ifg; If2f; IFN-g
Specie	Topo
GenelD (umano)	3458
GenelD	15978
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-155 dell'IFN-gamma murino (NP_032363.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01580
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante