

Anticorpo Monoclonale Coniugato Coniglio Anti-Topo Ifn-Gamma Per Citometria A Flusso (Intracellulare) - P01580

Numero articolo: CM0012349

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato coniglio anti-topo IFN-gamma per citometria a flusso intracellulare. Specifico per l'IFN-gamma di topo, questo anticorpo supporta la ricerca immunologica e lo sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio anti-topo IFN-gamma
Note/Alias	Ifg; If2f; IFN-g
Specie	Topo
GenelD (Umano)	3458
GenelD	15978
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-155 dell'IFN-gamma di topo (NP_032363.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P01580
Peso Proteico	18 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio