

Rabbit Anti-Mouse IgA (Fc) Mab

Numero articolo: CM0004996

introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato con diretto contro l'IgA di topo (regione Fc). Progettato per la citometria a flusso intracellulare (FC). Convalidato su campioni di topo con immunogeno ricombinante che copre gli amminoacidi 99-344. Ideale per la ricerca sull'immunità mucosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Dettagli
Nome prodotto	Rabbit anti-Mouse IgA (Fc) mAb
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-344 dell'IgA di topo
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC (intracellulare)
Reattività crociata	Topo
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio