

Anticorpo Monoclonale Coniugato, Coniglio Anti-IgA Di Topo (Fc)

Numero articolo: CM0004781

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato di alta qualità, specifico per la regione Fc dell'IgA di topo. Ideale per citometria a flusso intracellulare (FC intra) negli studi di immunologia e immunità mucosale. Materiale grezzo IVD affidabile da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	mAb Coniglio anti-IgA di Topo (Fc)
Specie	Topo
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-344 dell'IgA di topo
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Topo
Spedizione	Sacca di ghiaccio